Entsprechend den "Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht" (RiSU) vom 26.02.2016 ist für jedes im Unterricht durchgeführte Experiment eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen.

Experiment	Oxidation von Alkoholen mit Permanganat
Chemikalien	<ul> <li>Kaliumpermanganat-Lösung (stark verdünnt, z.B. 0,01 mol/L)</li> <li>Butan-1-ol</li> <li>Butan-2-ol</li> <li>Methylpropan-2-ol (tert-Butanol)</li> <li>Natronlauge (ca. 15%ig)</li> </ul>
Geräte	<ul> <li>dreigeteilte Petrischalen</li> <li>Pipetten</li> <li>Messzylinder (25 ml)</li> </ul>
Durchführung	Natronlauge und Kaliumpermanganatlösung werden im Verhältnis 1:1 gemischt und jeweils 4 ml in die drei Vertiefungen der Petrischalen gegeben. In jedes Drittel gibt man 2 ml jeweils einen Alkohols.
Beobachtungen	In den Feldern des primären und sekundären Alkohols färbt sich die Lösung grün, im Drittel, der den tertiären Alkohol enthält, bleibt sie violett.
Erklärung	Oxidation des primären Alkohols zum Aldehyd:  CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> OH
	Tertiäre Alkohole können nicht weiter oxidiert werden.